

FlyCut® AvrII

使用前请仔细阅读说明书

目录号: JA101

保存: -20°C保存两年。

浓度: 5000 units/ml

产品说明

本产品由重组 AvrII 基因的载体, 在大肠杆菌中经诱导表达、纯化而成, 分子量大小为 42.3 kDa, 识别位点为: C[^]CTAGG。反应温度为 37°C, 热失活条件为 80°C 加热 20 分钟。对 dam, dcm 和哺乳动物 DNA 的 CpG 甲基化不敏感。

特点

- 5 分钟快切。
- 通用缓冲液。
- 无星号活性。

适用范围

基因组 DNA, 质粒 DNA, PCR 产物。

产品组成

Component	JA101-01	JA101-02
FlyCut® AvrII	50 units	2×50 units
10×FlyCut® Buffer	250 μl	250 μl
10×DNA Loading Buffer	1 ml	1 ml

活性定义

1 单位是指 50 μl 反应体系中, 37°C 时 1 小时完全消化 1 μg λDNA 所需的酶量。

质量控制

连接和再切: 10 倍过量 FlyCut® AvrII 消化, 95% 以上的 DNA 片段能够在 25°C 条件下用 T4 DNA 连接酶连接, 连接后的片段 95% 可以被切开。

16 小时孵育: 10 单位酶在 50 μl 反应体系中与 1 μg DNA 孵育 16 小时, 效果与 1 单位酶孵育 1 小时的带型一样。

酶切末端完整性: 酶切、连接含 LacZα 基因 (唯一位点) 的质粒转化于涂有 X-gal/IPTG 的平板上, β-半乳糖苷酶的成功表达是检测基因在克隆后保持完整性的标准。蓝色菌落表示基因的完整, 白色菌落表示基因被破坏, 经酶消化后的白色菌落必须少于 3%。

核酸外切酶活性: 50 μl 反应体系中, 100 单位酶与 1 μg ³H 标记的 DNA (PCR 纯化产物), 在 37°C 条件下, 孵育 4 小时, 释放不超过 0.1% 的放射性物质。

核酸内切酶活性: 50 μl 反应体系中, 15 单位酶与 1 μg pBR322 DNA 在 37°C 条件下, 孵育 4 小时, RFI 型转变为 RFII 型的比例不超过 10%。

酶贮存缓冲液

20 mM Tris-HCl pH 7.4, 250 mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 1.5 mM DTT, 400 μg/ml BSA, 50% Glycerol

10×FlyCut® Buffer

500 mM Tris-Ac pH 7.9, 1 M KAc, 120 mM MgAc₂, 1 mg/ml BSA

推荐单酶切反应体系

Component	Volume	Volume
DNA	≤0.5 μg	≤1 μg
10×FlyCut® Buffer	2 μl	5 μl
FlyCut® AvrII	0.5 μl	1 μl
Nuclease-free Water	Variable	Variable
Total volume	20 μl	50 μl

识别位点

5'...C[^]CTAGG...3'

3'...GGATC[▲]C...5'



使用前请将 *FlyCut*[®] Buffer 充分混匀；

酶切不完全或酶切 1 μg 以上的 DNA 时，适当增加酶量，但总酶量不超过体系的 1/10。

不同 DNA 由于其结构不同会导致酶切的效果不同，因此可根据酶切效果调整反应时间。

反应条件

37°C 孵育 5-15 分钟；终止反应时，可加入 10×DNA Loading Buffer 至终浓度 1×，或者 80°C 加热 20 分钟。

推荐双酶切反应体系

Component	Volume
DNA	$\leq 1 \mu\text{g}$
10× <i>FlyCut</i> [®] Buffer	5 μl
<i>FlyCut</i> [®] Enzyme I	1 μl
<i>FlyCut</i> [®] Enzyme II	1 μl
Nuclease-free Water	Variable
Total volume	50 μl

使用前请将 *FlyCut*[®] Buffer 充分混匀；

酶切不完全或酶切 1 μg 以上的 DNA 时，适当增加酶量，但总酶量不超过体系的 1/10。

不同 DNA 由于其结构不同会导致酶切的效果不同，因此可根据酶切效果调整反应时间。

反应条件

在推荐反应温度下，孵育 5-15 分钟。终止反应时，可加入 10×DNA Loading Buffer 至终浓度为 1×，或者加热失活。

如果两种酶反应温度不同，参考“双酶切反应注意事项”。

双酶切反应注意事项

FlyCut[®] Buffer 能使任意两种酶在其中保证 100% 活性并降低星号活性的影响。

- 按照推荐条件建立反应体系。反应体系中甘油的浓度应 <5% 以避免星号活性。例如：50 μl 反应体系中总酶量不超过 5 μl 。
- 在推荐反应温度、时间下孵育，双酶切反应不建议孵育过夜。
- 如果两种酶反应温度不同，加入第一种酶在推荐的温度下孵育，如 *Sma*I (推荐反应温度 25°C)，热失活第一种酶后再加入第二种酶，按推荐温度孵育。

本产品仅供研究，不用于临床诊断。

版本号: V1-202008

服务投诉电话 +86-10-57815020

服务投诉邮箱 complaints@transgen.com.cn

